

Experts en Matière d'Aspiration Dentaire

Les systèmes d'aspiration BaseVac offrent des performances d'aspiration inégalées pour les applications d'aspiration les plus difficile



Vous passez d'un aspirateur humide à un aspirateur sec? Mieux aller BaseVac



www.basevacdental.com



905.828.6301



info@basevacdental.com

100% sans huile ni eau

Économisez sur les coûts d'eau. Pas de vidange d'huile ni de résidus d'échappement huileux

Performance d'aspiration à la pointe de l'industrie

Aspirateurs ajustables jusqu'à 25" Hg pour les applications multispecialités

Fonctionne avec des tuyaux de 1" de diamètre ou plus petits

Remplacez les aspirateurs humides sans remplacer la plomberie existante

Garantie de 5 ans

Garantie d'heures illimitée et sans soucis

Systèmes d'Aspirateurs Secs



100% exempt d'huile et d'eau | Meilleure aspiration de l'industrie 10 "Hg-25 "Hg | Technologie à palettes rotatives



Modèle #	2M4.16	2M4.25	1HD4.25	1HD4.40	2HD4.25	2HD4.40	3HD4.40	4HD4.40
Nombre Max D'Utilisateurs	2	2.5	2.5	4	5	8	12	16
Puissance D'Aspiration	10-25 "Hg	10-25 "Hg	10-25 "Hg	10-25 "Hg	10-25 "Hg	10-25 "Hg	10-25 "Hg	10-25 "Hg
Puissance	0.94 Hp	1.2 Hp	1.2 Hp	2 Hp	3.4 Hp	4 Hp	6 Hp	8 Hp
FLA (Amps)	5.2 A	8.8 A	6.9A	10.5A	6.9A	10.5A	10.5A	10.5A
Electrique* (Min - Max)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)	230V, 1 Phase (207-253V)
Niveau Sonore	67 dBA	67 dBA	67 dBA	69 dBA	70 dBA	72 dBA	75 dBA	78 dBA
Dimensions	L 17" x W 17" x H 30"	L 17" x W 17" x H 39"	L 28" x W 18" x H 19"	L 28" x W 18" x H 19"	L 28" x W 18" x H 38"	L 28" x W 18" x H 38"	L 28" x W 18" x H 57"	L 28" x W 18" x H 76"
Poids (lbs)	86 lbs	98 lbs	94 lbs	121 lbs	188 lbs	242 lbs	363 lbs	484 lbs
Rec. Conduites de Suction	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Min. Conduites de Suction	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
# of Motors	1	1	1	1	2	2	3	4
Upgradeable	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Buck-Boosts (Optional)	1	1	1	1	2	2	3	4

Compresseurs Sans Huile

PSI de fonctionnement : 70-100 | Compresseurs d'air sans huile | Purification de l'air PERMA-DRY | Fonctionnement Silencieux



Modèle #	S1.5	S2.0	S1.5E	S2.0E	D1.5	D2.0
Nombre Max D'Utilisateurs	3	4	3	4	6	8
Opérateurs	3-4	3-5	3-4	3-5	5-7	8-10
CFM @ 80PSI	5	6.5	5	6.5	10	14
Puissance (Hp)	1.5 Hp	2 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp	4 Hp
Puissance (Amps)	8.5 A	9 A	8.5 A	9 A	17 A	18 A
Electrique*	220V / 1 / 60Hz	220V / 1 / 60Hz	220V / 1 / 60Hz	220V / 1 / 60Hz	220V / 1 / 60Hz	220V / 1 / 60Hz
Dimensions	L 26" x W 20" x H 25"	L 26" x W 25" x H 30"	L 29" x W 25" x H 32"	L 29" x W 25" x H 32"	L 35" x W 24" x H 36"	L 35" x W 24" x H 36"
Niveau Sonore	72 dBA	74 dBA	54 dBA	54 dBA	74 dBA	74 dBA
Poids (lbs)	132 lbs	154 lbs	172 lbs	172 lbs	231 lbs	242 lbs
Profondeur Du Réservoir (Gal)	13 Gal.	13 Gal.	13 Gal.	13 Gal.	20 Gal.	20 Gal.
Enceinte De Silence (-20 dBA)	Disponible	Disponible	Inclus	Inclus	Pas Disponible	Pas Disponible

Forfaits Pour Les Salles d'Equipement

Facilité d'installation | Leader de l'industrie en aspiration 5"Hg-25"Hg | Garantie 5 ans/heures illimitées*



Systèmes d'Aspirateurs Secs



Compresseurs Sans Huile



Buck-Boost Transformer



Interruptuer à Distance

2+ User Package

1HD4.25 Aspirateur | 2.5 User | #2800004
S1.5 Compresseur | 3 User | #2880106
Interruptuer à Distance | #2900103
0.25 KVA Buck Boost (x2) | #2900601

4 User Package

1HD4.40 Aspirateur | 4 User | #2800005
S2.0 Compresseur | 3-5 User | #2880109
Interruptuer à Distance | #2900103
0.25 KVA Buck Boost | #2900601
0.5 KVA Buck Boost | #2900602

6+ User Package

2HD4.40 Aspirateur | 8 User | #2800006
D1.5 Compresseur | 5-7 User | #2880116
Interruptuer à Distance | #2900106
0.5 KVA Buck Boost (x3) | #2900602

8 User Package

2HD4.40 Aspirateur | 8 User | #2800006
D2.0 Compresseur | 8-10 User | #2880111
Interruptuer à Distance | #2900106
0.5 KVA Buck Boost (x3) | #2900602

10 User Package

3HD4.40 Aspirateur | 12 User | #2800030
D2.0 Compresseur | 8-10 User | #2880111
Interruptuer à Distance | #2880199
0.5 KVA Buck Boost (x4) | #2900602

BaseVac Témoignages

BaseVac est reconnu par les meilleurs professionnels à travers l'Amérique du Nord.



Je recommande vivement ce système canadien à tous nos collègues, car le système BaseVac est de haute qualité et dépassera les besoins de toute clinique dentaire.

Dr. Kate Bazydlo

Winston Churchill Dental
Mississauga, ON



Dr. Bob Lail

Dr. Lail Associates
Woodstock, ON

Dr. D. Keleman

King East Dental
Stoney Creek, ON



Il ne fait aucun doute que la qualité, le service et le soutien de BaseVac sont les raisons pour lesquelles je recommanderais leurs systèmes à tout professionnel dentaire à la recherche d'un équipement pour salle mécanique.

Non seulement leur offre de produits est supérieure à celle des autres aspirateurs sur le marché, mais leur personnel de vente est extrêmement utile pour s'assurer que j'ai le système qui répond à mon application unique.

Demandez-nous s'il est possible d'inclure un système BaseVac dans votre salle mécanique ultime !



Professional Sales Associates Inc. (PSA)

5045 Park Ave West, Ste. 1B

Seville, OH | 44273 | U.S.A

330-299-7343 | info@profsales.com | www.profsales.com